

کارتان عالی بود! شما اولین گام را به سوی سلامت بهتر ریه ها برداشتید

1 اسپرومتر را سرهم کنید و باتریها را داخل آن قرار دهید

2 اپلیکیشن را دانلود کنید و یک حساب کاربری ایجاد کنید

این اپلیکیشن، برای هر دو سیستم عامل iOS و اندروید در دسترس است. برای دریافت اپلیکیشن، کد QR را اسکن کنید



3 دعوت نامه کلینیک را بپذیرید

وقتی دعوت نامه کلینیک را می پذیرید، موافقت می کنید که داده های خود را با متخصصان مراقبت های بهداشتی کلینیک به اشتراک بگذارید



4 ویجت AsthmaTuner را دریافت کنید

از اعلان های یادآوری خسته شده اید؟ ویجت AsthmaTuner به شکلی سرگرم کننده اما ظریف به شما یادآوری می کند که وظایفی برای انجام در اپلیکیشن دارید

AsthmaTuner Widget



ویجت AsthmaTuner , اطلاعات اپلیکیشن را بدون نیاز به باز کردن خود اپلیکیشن نمایش می‌دهند. داشتن یک ویجت هواشناسی بسیار رایج است؛ این ویجتها پیش‌بینی هوا را مستقیماً روی صفحه اصلی تلفن شما نمایش می‌دهند.



ویجت ما(درخت)، وضعیت ریه شما را نشان می‌دهد و یاد آور آزمایش های مورد نیاز شما است.

